耗材名称

<u> </u>	金属缆索固定系统
<u> </u>	组合式骨科外固定支架
 	
 	一次性射频等离子体手术电极
<u> </u>	医用脉冲冲洗器 医用脉冲冲洗器
	可吸收型外科缝线
	非吸收性外科缝线
Γ	一次性使用外科手术包
	一次性使用无菌关节镜入路套管
	一次性刨削刀头
 	一次性使用负压引流套装
 	
 -	金属髓内针
<u> </u>	组合式外固定支架
	同种异体骨
	一次性皮肤吻合器
.日.ではまくまま	刨削刀头
骨科耗材	金属骨针
	金属缆索
<u> </u>	文档30.000 柔性金属丝
 	
<u> </u>	不可吸收带线锚钉
<u> </u>	可吸收骨钉
	同种异体骨修复材料
<u></u>	同种骨植入材料
	胶原基骨修复材料
	封闭式负压冲洗吸引装置
	一次性使用脉冲冲洗系统
	一次性使用骨水泥搅拌套件
	一次性使用封闭式负压引流护创材料
 	
 -	多糖止血修复生物胶液(生物多糖冲洗胶液即功能性手术冲洗敷料
 	椎体成形系统-可控制式骨水泥注入装置
<u> </u>	骨填充囊袋
	金属缆索内固定系统-缆索
	取石网篮(胆道镜下)
	一次性使用取石网篮
	非血管腔道导丝
	胆道用斑马导丝
	一次性使用取石球囊
	一次性使用鼻胆管引流导管
	一次性使用胆道引流导管
<u> </u>	一次性适用括约肌切开刀
<u> </u>	食管贲门狭窄扩张器
	内镜剪刀
Γ	应急碎石系统
	一体式取石/碎石网篮
	一次性乳头括约肌切开刀
+	胆管支架
 	
	胰管支架
内镜中心 _	消化系统支架
	球囊扩张导管

电圈套器
夹子装置
一次性内镜用注射针
一次性使用活组织取样钳
热活检钳
靛胭脂粘膜染色剂
一次性使用高频切开刀
一次性使用内镜喷洒管
一次性使用内窥镜用套扎器(6环)
一次性使用圈套器
胃肠镜注射针
一次性使用黏膜切开刀
结扎装置
普通型细胞刷
随弃式导电粘胶中性极板
一次性鼻胃肠管
医用胶
透明粘膜吸套
胃镜检查包